

Wózek inwalidzki dla dzieci Jazz S50 Kids

Opis produktu:

Idealny wózek inwalidzki do zastosowania tymczasowego, np. do wypożyczalni.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki dla dzieci Jazz S50 Kids

Jazz S50 Kids jest głównie przeznaczony do użytku ambulatoryjnego. Kompaktowy i wytrzymały. To idealny wózek do zastosowania tymczasowego, np. do wypożyczalni.

Cechy charakterystyczne

- wypinanie podnóżki
- odchylane podłokietniki
- koła na szybkozłączce
- pas bezpieczeństwa

Dane techniczne

Długość całkowita	Szerokość całkowita	Szerokość siedziska	Wysokość siedziska	Głębokość siedziska	Wysokość oparcia	Wysokość podłokietnika	Waga całkowita	Maks. waga użytkownika
914 mm	518-558	320-360	410 mm	320 mm	410 mm	211 mm	15,2 kg	60 kg

	mm	mm						
--	----	----	--	--	--	--	--	--

Nazwa	Wózek inwalidzki dla dzieci Jazz S50 Kids
Kod refundacji NFZ	P.129.01-NFZ

Informacje:

Model: