



Taboret prysznicowy z wycięciem z oparciem Melbourne

Opis produktu:

Taboret prysznicowy, przydatny podczas kąpieli pod prysznicem i w wannie. Maksymalne obciążenie do 150 kg.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taboret prysznicowy z wycięciem z oparciem Melbourne

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem. Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną, która działa antypoślizgowo. Dodatkowo siedzisko jest z wcięciem, które pełni dodatkową funkcję sanitarną.

Dane techniczne

Szerokość [mm]	480
Długość [mm]	560
Wysokość [mm]	720-820
Wysokość oparcia [mm]	370
Szerokość siedziska [mm]	410
Wysokość siedziska [mm]	340-440

Waga [kg]	2,8
Maks. obciążenie [kg]	150

Informacje:

Typ: Taboret
Obciążenie maksymalne [kg]: 150

Model: