

Taboret prysznicowy Sidney



Opis produktu:

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem. Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną, strukturalnie ukształtowaną warstwę, która działa antypoślizgowo. Dodatkowo siedzisko jest z wcięciem, które pełni dodatkową funkcję sanitarną.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taboret prysznicowy Sidney

- Powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę antypoślizgową
- Siedzisko z wcięciem pełniącym dodatkową funkcję sanitarną
- Taboret dostępny w dwóch kolorach

Dane techniczne

Szerokość [mm]	500
Głębokość [mm]	520
Wysokość siedziska [mm]	350
Szerokość siedziska [mm]	410
Regulacja nóg [mm]	150
Waga [kg]	2

Maks. obciążenie [kg]	150
-----------------------	-----

Informacje:

Typ: Taboret

Obciążenie maksymalne [kg]: 150

Model:

Kolor: Biały, Niebieski