

Taboret prysznicowy prostokątny Jill



Opis produktu:

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem. Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną, strukturalnie ukształtowaną warstwę, która działa antypoślizgowo.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Taboret prysznicowy Jill

- Powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę antypoślizgową
- Nóżki z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi
- Regulacja wysokości siedziska w zakresie 350-490 mm

Dane techniczne

Szerokość [mm]	510
Głębokość [mm]	420
Wysokość siedziska [mm]	350-490
Szerokość siedziska [mm]	510
Regulacja nóg [mm]	150
Waga [kg]	2
Maks. obciążenie [kg]	150

Informacje:

Model:

Typ: Taboret

Obciążenie maksymalne [kg]: 150