



Taboret prysznicowy prostokątny z oparciem Lilly

Opis produktu:

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem. Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną, strukturalnie ukształtowaną warstwę, która działa antypoślizgowo.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taboret prysznicowy prostokątny z oparciem Lilly

- Powierzchnia siedziska wyposażona w specjalną warstwę antypoślizgową
- Idealny dla osób starszych
- Maksymalne obciążenie do 150 kg

Dane techniczne

Szerokość [mm]	510
Głębokość [mm]	420
Wysokość siedziska [mm]	350
Wysokość całkowita z oparciem [mm]	720
Szerokość siedziska [mm]	510
Regulacja nóg [mm]	150

Waga [kg]	2
Waga z oparciem [kg]	3
Maks. obciążenie [kg]	150

Informacje:

Typ: Taboret

Obciążenie maksymalne [kg]: 150

Model:

Kolor: Biały, Niebieski