

Taboret pod prysznic składany Grace



Opis produktu:

Siedzisko prysznicowe mocowane do ściany. Składane, nie zajmuje miejsca w kabinie prysznicowej bądź w łazience. Nogi z regulacją wysokości.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Taboret pod prysznic składany Grace

- Taboret mocowany do ściany
- Składany
- Możliwość regulacji nóg

Dane techniczne

Szerokość [mm]	480
Głębokość [mm]	410
Wysokość [mm]	530
Szerokość siedziska [mm]	480
Wysokość siedziska [mm]	390-540
Regulacja nóg [mm]	150
Waga [kg]	3
Maks. obciążenie [kg]	130

Informacje:

Typ: Taboret

Obciążenie maksymalne [kg]: 130

Model: