

Leżaczek do kąpieli dla dzieci z MPD Pepi

Opis produktu:

Leżaczek do pielęgnacji dzieci z porażeniem mózgowym. Można stosować w wannie oraz ze specjalnym stojakiem w kabinach prysznicowych. Nieoceniony w pomocy rodzicom w codziennej opiece nad dziećmi z MPD. Znakomicie nadający się również na plażę.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cechy charakterystyczne:

- Konstrukcja całkowicie wykonana z aluminium
- Materiał przepuszczający wodę, szybkoschnący
- Regulacja kąta nachylenia czterech segmentów: głowy, pleców, uda i łydki
- Regulacja napięcia materiału
- Regulowany zagłówek wykonany z masy, która nie pozwala zanurzyć się główce pod wodę
- Pasy piersiowe i pasy na stopy
- Składany do małych rozmiarów
- Możliwość mocowania pasów w różnych pozycjach
- Dla dzieci od dwóch lat

Dane techniczne

Waga [kg]	3,7
Dopuszczalne obciążenie [kg]	30
Długość całkowitej powierzchni leżenia [cm]	110
Głębokość siedziska [cm]	22
Długość oparcia [cm]	63
Szerokość [cm]	38
Kod NFZ	P.132

Informacje:

Typ: Taboret
Obciążenie maksymalne [kg]: 30

Model: