

Łóżko rehabilitacyjne 1035



Opis produktu:

1035 to standardowe łóżko rehabilitacyjne wyposażone w trzysegmentowe leże z wysięgnikiem i metalowymi barierkami. Łóżko dobrze się sprawuje zarówno w placówkach medycznych, jak i warunkach domowych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne 1035

- Leże trzysegmentowe, z plastikowych demontowanych kształtowników
- Dwie wysokości leża
- Manualna regulacja kąta nachylenia oparcia i części podnóżka
- Wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu
- Rama pokryta lakierem proszkowym

Dane techniczne

Szerokość leża [cm]	90
Szerokość całkowita [cm]	93
Długość całkowita [cm]	215
Min. wysokość leża [cm]	42
Maks. wysokość leża [cm]	390-540
Kąt nachylenia zagłówek	83°
Kąt nachylenia podnóżka	30°
Maks. obciążenie [kg]	170

Informacje:

Rodzaj: manualne

Dopuszczalne obciążenie: 170 kg

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia
oparcia

Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Opcje produktu: