

Łóżko rehabilitacyjne krzyżakowe Illico



Opis produktu:

Illico to łóżko rehabilitacyjne do opieki domowej, sterowane pilotem. Konstrukcja krzyżakowa. Wysoki standard jakościowy sprawia, że Illico jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnoszącym jakość życia osób leżących.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne Illico

- Płynna regulacja wysokości leża, wezgłowia i segmentu uda na pilota
- Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki
- Siłowniki LINAK
- Wysięgnik i barierki na wyposażeniu
- Bariery metalowe
- Leże metalowe
- Łóżko Illico można złożyć i rozłożyć w niecałe trzy minuty

Dane techniczne

Szerokość [cm]	102,4
Długość [cm]	208
Min. wysokość [cm]	78,3
Maks. wysokość [cm]	131,3
Zakres regulacji zagłówka (płynny)	70°
Maks. kąt dla części udowej podnóżka	36,8°
Maks. kąt dla części podudowej podnóżka	-17°
Maks. obciążenie [kg]	140
Waga łóżka [kg]	85

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 140 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia części udowej

Model: