

Ławeczka nawannowa Vicky

Opis produktu:



Ławeczka nawannowa, skonstruowana w taki sposób, by jej montaż można było przeprowadzić samemu w warunkach domowych. Ułatwia osobom starszym wchodzenie do wanny i wychodzenie. Dzięki lekkiej wadze można swobodnie przenosić ławeczkę w różne miejsca i nakładać na wannę.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ławeczka nawannowa Vicky

Dane techniczne

Szerokość [cm]	72,8
Głębokość [cm]	35,4
Wysokość [cm]	7
Wew. szer. wanny [cm]	56-68
Waga [kg]	3
Waga użytkownika [kg]	130

Informacje:

Typ: Taboret
Obciążenie maksymalne [kg]: 130

Model: