

Szafka przyłóżkowa z wyciąganym blatem 385

Opis produktu:

Szafka 385 jest doskonałym uzupełnieniem łóżka. Wyposażona w kółka z hamulcami zapewnia mobilność i właściwą stabilizację podczas czytania czy spożywania posiłku. Dzięki wysuwanemu stolikowi, szufladzie oraz półce zawsze ma się dostęp do podręcznego wyposażenia, potrzebnego podczas korzystania z łóżka.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa z wyciąganym blatem 385

Informacje:

Waga: 36,35 kg
 Długość całkowita: 585 mm
 Liczba hamulców: 2
 Liczba kół: 4
 Liczba półek: 1
 Maksymalne obciążenie stolika: 10 kg
 Szerokość całkowita: 470 mm
 Wymiary szafki: 400 x 470 x 645 mm
 Wymiary stolika: 670 x 360 x 20 mm
 Wymiary szuflady: 375 x 420 x 140 mm
 Wysokość całkowita: 915 mm

Model: