

Stolik przyłóżkowy 376



Opis produktu:

Blat stolika 376 ma regulowaną wysokość; może być również obracany. Wyposażony w kółka. Idealny do używania w domu lub szpitalu w połączeniu z łóżkiem czy sofą. Rama lakierowana proszkowo gwarantuje wysoką trwałość powłoki lakierniczej. Błat obracany z możliwością blokady.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stolik przyłóżkowy 376

Informacje:

Waga: 9,4 kg
 Zakres regulacji wysokości: 610-950 mm
 Maksymalne obciążenie: 15 kg
 Długość całkowita: 920 mm
 Szerokość całkowita: 470 mm
 Wymiary blatu: 765 x 410 mm
 Wysokość dolnej ramy: 110 mm

Model: