

Cysto-uretroskop MIDI-size do małych anatomii

Opis produktu:

Cysto-uretroskop MIDI-size dostosowany jest do małych anatomii



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cechy charakterystyczne:

- Może być wyposażony w płaszcz 12,5 Charr z kanałem roboczym 5 Charr bądź w płaszcz 14,5 Charr z kanałem roboczym 7 Charr.
- Łącznik / nasadka do ureteroskopii lub cystoskopii diagnostycznej z 1 kanałem roboczym dla narzędzia
- Optyka o średnicy 2,7 mm i kącie patrzenia 30°.
- Dedykowane narzędzia giętkie o średnicach 5 lub 7 Charr

Informacje:

Rodzaj cystoskopu: Cystoskop sztywny

Model: