



## Inhalator NEBTIME UN-600A

### Opis produktu:

Inhalator ultradźwiękowy **NEBTIME UN-600A** do kompleksowej terapii dróg oddechowych. Przeznaczony jest do nieinwazyjnego wspomagania terapii chorób układu oddechowego. Terapia polega na wdychaniu aerozolu przez chorego, który wytworzony jest z wodnego roztworu leku, zgodnego z zaleceniami lekarza.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Inhalator NEBTIME UN-600A

Inhalator ultradźwiękowy NEBTIME UN-600A z wózkiem przeznaczony jest do nieinwazyjnego wspomagania terapii chorób układu oddechowego. Terapia polega na wdychaniu aerozolu przez chorego, który wytworzony jest z wodnego roztworu leku, zgodnego z zaleceniami lekarza. Innowacyjny system inhalator NEBTIME UN-600A sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do stosowania w szpitalach, ambulatoriach, lecznictwie uzdrowiskowym jak i w domach.

### Zastosowanie:

- nawilżanie i rehabilitacja dróg oddechowych,
- leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, POChP i inne,
- leczenie zatok nosowych.

### Zalety:

- Bezpieczne użytkowanie,
- Wytrzymałość i niezawodność,

- Duża wydajność nawet do 5 ml/min,
- System do podawania ciągłego (nawilżanie),
- Podgrzewany aerozol (termoaerozol),
- Możliwość stosowania naczyń na lek,
- Prosta obsługa,
- Wszechstronne zastosowanie,
- Do użytku specjalistycznego,
- 24 miesiące gwarancji i serwis.

## Dane techniczne:

Średnia średnica cząstek (MMAD):	4,0 µm
Zakres średnic cząstek:	0,5 - 6,0 µm
Wydajność nawiewu:	0 - 30 l / min
Wydajność aerozolu:	0 - 30 l / min
Poziom hałasu:	35 dB
Pojemność naczynia na lek:	max. 30 ml
Częstotliwość pracy:	1,68 ± 5% MHz
Temperatura termoaerozolu:	max. 38°C
Zasilanie:	AC 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór mocy:	40 - 70 VA
Klasa ochronności:	I (B)
Wymiary (w mm):	260x300x100
Ciężar:	4,0 / 2,0* kg

## Prezentacja produktu:

### Informacje:

### Model:

Inhalator NEBTIME: Tak, Nie