

Inhalator MARIN MP3

Opis produktu:

Inhalator pneumatyczny **MARIN MP3** to innowacyjne i rewolucyjne rozwiązanie w branży medycznej.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Inhalator MARIN MP3

Inhalator pneumatyczny MARIN MP3 to innowacyjne i rewolucyjne rozwiązanie w branży medycznej. Tryb synchroniczny, który został zastosowany w MARIN MP3, polega na rozpylaniu substancji leczniczej wyłącznie w pierwszej fazie wdechu pacjenta. Tym sposobem depozycja leku w płucach staje się maksymalnie skuteczna, a straty aerozolu podczas wydechu są niezauważalne. Inhalator pneumatyczny MARIN bezustannie dopasowuje czas generowania aerozolu do zmian częstotliwości oddechu pacjenta. Umożliwia to przede wszystkim dużą oszczędność leków oraz zwiększoną skuteczność terapii, ponieważ inhalator „pilnuje” małego pacjenta, by przyjął całą zaleconą przez lekarza dawkę.

Inhalator wytwarza również wibroaerozol skuteczny w leczeniu schorzeń zatok, gardła i krtani. Programowanie ustawień inhalatora odbywa się przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego. Menu opracowano zgodnie ze wskazówkami doświadczonych użytkowników, co pozwala dokonać łatwego i intuicyjnego wyboru optymalnych parametrów terapii. Przyjazna, interaktywna animacja pomaga wzmocnić zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny i umożliwia bieżące monitorowanie postępu zabiegu. Inhalator pneumatyczny MARIN posiada programy inhalacji, w których można zapamiętać czas, nazwę i dawkę podanego leku, a także wagę, wiek i płeć pacjenta, dzięki czemu powtarzalne serie zabiegów mogą być uruchamiane niemalże automatycznie.

Zastosowanie:

- leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, POChP i inne,
- nawilżanie i rehabilitacja układu oddechowego, m.in. osób chorych na mukowiscydozę,
- leczenie zatok nosowych,
- leczenie oczu – nawilżanie śluzówek,

- leczenie chorób skóry i włosów,
- zabiegi kosmetyczne.

Zalety:

- kompleksowa terapia dróg oddechowych, oczu i skóry,
- wysoka wydajność aerozolu,
- zamknięty system nawilżania gwarantujący bezpieczeństwo higieniczne – możliwość podłączenia dostępnych na rynku opakowań soli fizjologicznej i powszechnie stosowanych do kroplówek,
- dołączone naczynie na lek chroni przed zbędnym podgrzaniem przez przetwornik,
- czujnik poziomu cieczy pośredniej – zabezpieczenie przetwornika,
- wibroaerozol – wbudowany moduł pulsacji aerozolu umożliwiający leczenie zatok,
- termoaerozol – podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyzionieniu płuc,
- programowanie zabiegu inhalacji – możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób rozpocząć zabieg, pamiętając jedynie jego numer,
- układ czasowy – odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu,
- przejrzysty panel sterujący,
- praca ciągła, bezgłośnie,
- wózek na inhalator (opcjonalnie),
- 24 miesiące gwarancji i serwis.

Informacje:

Model: