


Ureterorenoskop sztywny 8/9,8 Charr

Opis produktu:

Ureterorenoskop kompaktowy 8/9,8 Charr firmy **Richard Wolf** występuje w trzech wersjach optyk: według **Bichlera**, według **Marbergera** oraz z **optyką na wprost**. Idealnie nadający się do **diagnozowania i leczenia kamicy moczowodowej**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zalety:

- Proste kanały robocze do wprowadzania sond litotrypsji (w wybranym modelu)
- Rozbieralne narzędzia typu HySafe
- Lekki dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
- Ergonomiczny w obsłudze
- Brak efektu półksiężyca
- Optymalna głębokość ostrości
- Możliwość dodatkowych kanałów dla dwóch instrumentów (w zależności od typu)

Charakterystyka:

- Długość robocza 430 mm
- Długość całkowita, w zależności od modelu od 563 do 600 mm
- Kąt patrzenia optyki 12°
- Średnica URS 8/9,8 Charr
- Jeden kanał roboczy na wprost o wymiarach 5,2 x 6,2 charr dla instrumentów 5 charr lub dla 2 instrumentów 3 charr

Akcesoria:

- Kleszczyki biopsyjne typ Aligator 5 Fr
- Kleszczyki chwytające typu ząb myszy 5 Fr
- Kosz do mechanicznej obróbki, mycia i sterylizacji
- Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentarium urologicznego typ RIWO System Tray
- Elementy zużywalne typu kraniki, uszczelki.

Informacje:

Model: