


Optyczny ureterorenoskop giętki COBRA

Opis produktu:

Cobra jest **giętkim optycznym ureterorenoskopem dwukanałowym** firmy **Richard Wolf**. Znakomicie sprawdza się w zabiegach z użyciem **lasera holmowego** przy **leczeniu kamicy nerkowej**. Posiada **mechanizm fiksacji włókna laserowego** w dodatkowym kanale **3,3 charr**.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Charakterystyka:

- Długość robocza 680 mm
- Kanały robocze: 2x 3,3 charr
- Kąt zagięcia góra/dół aż do 270°
- Kąt widzenia 85°
- Średnica URS 6/9,9 Charr
- Specjalnie zaprojektowany adapter trzymający włókno światłowodowe, dający możliwość kontroli wysunięcia włókna bez konieczności ponownego jego fiksowania.

Akcesoria:

- Kleszczyki biopsyjne giętkie 3 Charr
- Kleszczyki giętkie do ciał obcych 3 Charr
- Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji giętkich endoskopów
- Światłowód

Informacje:

Model: