

MiniPCNL wg Lahme

Opis produktu:

Przezskórny miniaturowy **nefroskop** niskociśnieniowy z ciągłym przepływem wg **Lahme**. Operacyjna optyka endoskopowa 12°, średnica zewnętrzna 12 charr, długość robocza 225 mm.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

MiniPCNL wg Lahme

- Operacyjna optyka endoskopowa 12°, średnica zewnętrzna 12 charr, długość robocza 225 mm
- Płaszcz do nefroskopu 15 charr oraz 18 charr, płaszcz typu amplatiz 18 charr.
- Jednostopniowe dylatory 12 charr oraz 15 charr.
- Dodatkowo kleszczyki chwytające oraz narzędzia typu HySafe.
- Opcjonalnie możliwość wykonania optycznej przezskórnej uretrotomii przy wykorzystaniu dodatkowej optyki 0° o średnicy 3,3 mm oraz elementu roboczego wraz ze skalpelem z ceramicznym ostrzem.

Informacje:

Model: