

Uniwersalny nefroskop model „Dresden”

Opis produktu:

Uniwersalny nefroskop wyposażony w optykę o kącie patrzenia 12°, duży, owalny kanał roboczy na instrumenty do 3,5 mm średnicy.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Uniwersalny nefroskop model „Dresden”

- Optyka o kącie patrzenia 12°, duży, owalny kanał roboczy na instrumenty do 3,5 mm średnicy,
- Płaszcz 20,8 Charr oraz 24 charr o długościach roboczych 204 mm wraz z obturatorami,
- Płaszcz typu amplatz 24,3 charr o długości roboczej 150 mm.
- Opcjonalnie możliwość zastosowania narzędzi typu HySafe.

Informacje:

Model: