


Uniwersalny Nefroskop 24 charr

Opis produktu:



Uniwersalny przezskórny nefroskop z dużym, owalnym kanałem roboczym dla narzędzi do 3,5 mm średnicy. Optyka z kierunkiem patrzenia 20°. Płaszcz 24 charr o długości roboczej 204 mm wraz z obturatorem oraz płaszcz typu amplatz 24,3 charr o długości roboczej 150 mm.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Uniwersalny Nefroskop 24 charr

Optyka z kierunkiem patrzenia 20°. Płaszcz 24 charr o długości roboczej 204 mm wraz z obturatorem oraz płaszcz typu amplatz 24,3 charr o długości roboczej 150 mm

Opcjonalnie możliwość wykonania optycznej przezskórnej uretrotomii przy wykorzystaniu dodatkowej optyki 0° o średnicy 4 mm oraz elementu roboczego wraz ze skalpelem z ceramicznym ostrzem.

Informacje:

Model: