

Narzędzia monopolarne oraz trokary





Opis produktu:

Minilaparoskopia staje się coraz ważniejszą techniką i jest obecnie kolejną opcją dla szpitali i chirurgów, zapewniającą **bezpieczne operacje praktycznie bez blizn**.

Udana koncepcja modułowa **5 mm ERAGONmodular** została wykorzystana jako podstawa do opracowania **trzyzęściowych modułowych instrumentów 3,5 mm**, które spełniają najsurowsze standardy w zakresie higieny i technologii stosowania. Sprawdzony system click-it zapewnia prosty montaż i demontaż.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Narzędzia monopolarne oraz trokary

- niezwykle nowoczesny i ergonomiczny uchwyt zarówno klasyczny jak i axialny
- narzędzia występują w kilku średnicach: 2 mm, 3,5 mm, 5,0 mm, 10,0 mm
- możliwość doboru kilku rodzajów długości narzędzia, m.in. standardowa i bariatryczna
- intuicyjna obsługa - z wykorzystaniem systemu "Click-it"
- przystosowane do pracy z osobami zarówno prawo jak i leworęcznymi
- narzędzia o średnicy 2 mm są 2 elementowe: wkład razem z płaszczem oraz uchwyt, pozostałe narzędzia (3,5mm, 5,0 mm, 10 mm) 3 elementowe: wkład, płaszcz oraz uchwyt
- duża możliwość wyboru typu narzędzia,
- prowadnice trokarów z wentylem magnetycznym wyposażone w kulkę magnetyczną zapewniającą maksymalny poziom szczelności
- prowadnice trokarów o średnicach na narzędzia: 3,5 mm, 5,5 mm, 10 mm, 12,5 mm
- prowadnice trokarów o długości standardowej lub bariatrycznej, gwintowane lub gładkie, z końcówkami prostymi lub ściętymi
- trokary standardowe bądź bezpieczne

Informacje:

Kategoria: Bipolarne narzędzia laparoskopowe

Model: