

Wózek specjalny pielęgnacyjny Bretagne



Opis produktu:

Bretagne to komfortowy wózek pielęgnacyjny produkcji firmy Vermeiren. Może stać w dowolnym pokoju i tworzyć miłą, domową atmosferę. Wózek został zaprojektowany ze smakiem i dużą dozą luksusu. Można go dostosować do wymagań i stylu różnych użytkowników, dzięki czemu będzie pasować dla każdego oraz wypełni każdą przestrzeń mieszkalną, nie tylko w takich ośrodkach jak domy seniora czy domy pomocy społecznej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek specjalny pielęgnacyjny Bretagne

Cechy produktu

- Anatomicznie wyprofilowane oparcie zapewniające właściwą postawę siedzącą.
- Tapicerowane podparcia pod łokcie oraz regulowana wysokość dające dodatkowy komfort.
- Manualna płynna regulacja kąta nachylenia siedziska i nóg w sposób grawitacyjny poprzez wywieranie nacisku plecami na oparcie, co skutecznie odciąża ciało i pozwala przyjąć pozycję relaksacyjną bez szkody dla zachowania integracji skóry.
- Koła są wyposażone w hamulce, które zabezpieczają fotel przed przesuwaniem w pozycji

stacjonarnej. W wersji z kołami barierka do pchania jest standardowo montowana do oparcia, dzięki czemu poruszanie wózka jest łatwe, komfortowe i bezpieczne.

- Bretagne występuje w kilku kolorach drewna i tapicerki. Można je łączyć według własnych upodobań, dzięki czemu można stworzyć idealny fotel do swojego wnętrza.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maks. waga użytkownika [kg]	130
Całk. szerokość [mm]	620
Całk. długość [mm]	880
Całk. wysokość [mm]	1180 1260*
Szerokość siedziska [mm]	500
Głębokość siedziska [mm]	480
Wysokość siedziska [mm]	505 555*
Wysokość oparcia [mm]	750
Wysokość podłokietnika [mm]	150 210*
Kąt oparcia	0-45°
Waga [kg]	32,5 34,7*

* w wersji z kołami

Informacje:

Waga: 32,5 / 34,7* kg
Maksymalne obciążenie: 130 kg
Długość całkowita: 880 mm
Głębokość siedziska: 480 mm
Kąt oparcia: 0-45°
Szerokość całkowita: 620 mm
Szerokość siedziska: 500 mm
Wysokość całkowita: 1180 / 1260* mm
Wysokość oparcia: 750 mm
Wysokość podłokietnika: 150 / 210* mm
Wysokość siedziska: 505 / 555* mm

Model:

Bretagne - wersja z kołami: Nie, Tak
Wózek inwalidzki - kolor tapicerki: Ciemny brąz, Jasny brąz, Czarny
Wózek inwalidzki - kolor ramy: Oxide, Jasny buk