

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych Kim

Opis produktu:

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych firmy Vermeiren. Sprzęt wyposażony jest w licznik czasu i przebytego dystansu. Całkowicie składany, w celu zapewnienia łatwego transportu i przechowywania.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych Kim

Składany rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z odometrem.

- Ruszaj się w domu z rotorem.
- Miernik cyfrowy pokazujący spalone kalorie.
- Całkowicie składany w celu łatwego przechowywania.
- Dobrze się sprawdzi dla pacjentów po udarze, z niedowładem kończyn oraz z różnorodnymi ograniczeniami ruchowymi.

Dane techniczne

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość po zdemontowaniu [mm]	Waga [kg]	Maks. obciążenie [kg]
400	300	500	170	2,3	50

Informacje:

Model: