

Poduszka stabilizacyjna próżniowa Stabilo Base

Opis produktu:



Stabilo to system poduszek i materacy rehabilitacyjnych, przeciwoleżynowych, działający w oparciu o próżniowe modelowanie i utrwalanie kształtu. Poduszkę Stabilo Base jest przeznaczona dla osób z deformacjami miednicy i asymetrią bioder. Poduszkę można łatwo uformować i nadać jej dowolny kształt, który można zmieniać wielokrotnie. Dzięki temu, że poduszka działa na zasadzie podciśnienia, odpompowując z niej powietrze można utrwalić kształt nawet na kilka dni.

Zdjęcia produktu:



Nazwa	Typ	Standard ID	Wskaz ID	Wymiary (cm)
Base				
S	2990588	2990588/9	25	38
S+	2990589	2990589/9	30	38
M	2990588a	2990588a/9	40	40
M+	2991130	2991130/9	45	40
L	2990588a	2990588a/9	50	50

Szczegółowy opis produktu:

Poduszka stabilizacyjna próżniowa Stabilo Base

Stabilo Base sprawdza się w przypadkach:

- mózgowego porażenia dziecięcego, szczególnie w postaci atetozy lekkiego stopnia, diplegii,
- przepukliny oponowo-rdzeniowej,
- wysokiej amputacji kończyny dolnej.

Nacisk na powierzchnię poduszki jest równomiernie rozłożony i przylega ona idealnie do ciała. Zapewnia zatem stabilizację, komfort oraz zapobiega powstawaniu odleżyn.

Poduszkę można formować zawsze i według potrzeb. Dzięki temu:

- utworzysz klin dla odwiedzenia nóg i odciążenia wrażliwych części ciała,
- uniesiesz wyżej jedno z bioder,
- poprzez uformowanie "wałka" z przodu poduszki zapobiegiesz zsuwaniu się ciała z siedziska wózka,

- utworzysz "rynny" na nogi dla wygodnego ułożenia ud.

Wymiary

Informacje:

Model:

Rozmiar: S, S+, M, M+, L