

Poduszka stabilizująca tułów Stabilo Comfortable Plus



Opis produktu:

Stabilo to system poduszek i materacy rehabilitacyjnych, przeciwoleżynowych, działający w oparciu o próżniowe modelowanie i utrwalanie kształtu. Celem nadrzędnym Stabilo jest stabilizacja i wspomaganie prawidłowej pozycji pacjenta. Poduszka dopasowuje się do ciała, przemieszczając specjalny granulat znajdujący się w jej wnętrzu, dzięki czemu można ją dowolnie kształtować w zależności od potrzeb. Dzięki temu, że poduszka działa na zasadzie podciśnienia, odpompowując z niej powietrze można utrwalić kształt nawet na kilka dni.

Zdjęcia produktu:



Model	Typ	Standard B	Materiał	Wymiary (cm)			
				A	B	C	D
Comfortable-Plus	S		2W1031V	30	60	60	28
	M		2W1032V	35	60	60	28
	L		2W1033V	40	70	70	30
	XL		2W1034V	45	75	75	30

Szczegółowy opis produktu:

Poduszka stabilizująca tułów Stabilo Comfortable Plus

Comfortable Plus to połączenie modelowanego oparcia z funkcją gorsetu z zagłówkiem, bocznymi pelotami i pasem. Stosuje się ją:

- dla lepszej stabilizacji tułowia (wiotkość, skolioza),
- jako alternatywę dla sztywnego gorsetu,
- by zapewnić lepszą kontrolę głowy.

Z poszczególnych części uformujesz:

- podparcie pod plecy tak, by podpierało kręgosłup i zapobiegało jego deformacji,
- zagłówek, aby poprawiał kontrolę głowy,
- boczne peloty, aby stabilizowały całe ciało.

Wymiary

Informacje:

Model:

Rozmiar: S, M, L, XL