



Podłokietnik B66S stabilizujący przedramię

Opis produktu:

Podłokietnik B66S jest profesjonalnym rozwiązaniem dla osób wymagających prawidłowego ustabilizowania ramienia. Wykonany w technologii próżniowej, pozwala idealnie dopasować powierzchnię do kształtu ramienia, jego objętości oraz ukształtowania dłoni.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podłokietnik B66S stabilizujący przedramię

Najczęstszym problemem jaki się pojawia po udarze mózgu jest połowiczne porażenie ciała. W zależności od miejsca udaru, porażona jest lewa bądź prawa strona. Celem zastosowania podłokietnika jest prawidłowe ułożenie i ustabilizowanie przedramienia na podłokietniku.

Technologia wykorzystuje modyfikowany granulát poliestrowy zamknięty w wysokiej jakości elastycznym, szczelnym neoprenie z zaworem, pokrytym od strony ciała włóknem nylonowym. W zestawie znajduje się specjalna pompka, która wypompowuje powietrze z wnętrza. Im więcej tego powietrza wpompuje się z wnętrza, tym bardziej utrwala się kształt powierzchni podłokietnika.

Poduszka podłokietnika jest przymocowana do podstawy przy pomocy szerokiej taśmy Velcro. Pozwala to zmieniać pozycję poduszki na głębokość i uzyskać optymalny kąt ustawienia przedramienia (60°), aby zagwarantować prawidłowe ustawienie kręgosłupa.

Podłokietnik sprzedawany jest w dwóch rozmiarach:

- **M** - 25 cm x 30 cm
- **L** - 25 cm x 45 cm

Informacje:

Model:

Rozmiar: M, L