



Poduszka stabilizująca tułów i miednicę Stabilo Comfortable Plus Duo

Opis produktu:

Stabilo to system poduszek i materacy rehabilitacyjnych, przeciwoleżynowych, działający w oparciu o próżniowe modelowanie i utrwalanie kształtu. Celem nadrzędnym Stabilo jest stabilizacja i wspomaganie prawidłowej pozycji pacjenta. Poduszka dopasowuje się do ciała, przemieszczając specjalny granulat znajdujący się w jej wnętrzu, dzięki czemu można ją dowolnie kształtować w zależności od potrzeb. Dzięki temu, że poduszka działa na zasadzie podciśnienia, odpompowując z niej powietrze można utrwalić kształt nawet na kilka dni.

Zdjęcia produktu:



Model	Typ	Standard B	Wzrost (cm)	Wymiary (mm)			
				A	B	C	D
Comfortable Plus Duo							
	S		200-250cm	35	95	50	35
	M		200-250cm	35	95	60	35
	L		200-250cm	40	110	75	40
	XL		200-250cm	45	120	85	45

Szczegółowy opis produktu:

Poduszka stabilizująca tułów i miednicę Stabilo Comfortable Plus Duo

Comfortable Plus Duo to uniwersalny fotelik, którego kształt można dobierać w nieskończoność. Składa się z czterech funkcjonalnych części i pasa. Duo można stosować w przypadku:

- quadriplegii,
- spastyczności,
- ciężkiej atetozy,
- skoliozy,
- zwiotczenia lub zaniku mięśni, zatem generalnie tam, gdzie zachodzi potrzeba stabilizacji zarówno miednicy i tułowia oraz szyi i głowy.

Na powierzchni fotelika łatwo można uformować:

- siedzisko, aby stabilizowało miednicę i poprawiło postawę całego ciała,

- podparcie pod plecy tak, by podpierało kręgosłup i powstrzymywało jego deformacje,
- zagłówek, aby poprawiał kontrolę głowy,
- boczne peloty w celu stabilizacji całego ciała.

Wymiary

Informacje:

Model:

Rozmiar: M, L, XL, S