



Łóżko rehabilitacyjne dla osób geriatrycznych Interval 3 XXL

Opis produktu:

Interval XXL to łóżko do opieki domowej, sterowane pilotem, konstrukcja krzyżakowa. Przeznaczone dla osób ważących do 240 kg. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny sprawiają, że Interval jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących. Całość zabudowy wykonana jest z płyty oraz drewna w dwukolorowej tonacji sprawia, że łóżko prezentuje się w domu znakomicie i niczym nie przypomina typowych łóżek szpitalnych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne dla osób ciężkich Interval 3 XXL

Funkcje:

- płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
- siłowniki LINAK,
- wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- leże z kształtek plastikowych.

Dane techniczne

Wymiary	Interval 120	Interval 140
Szerokość leża [cm]	120	140
Szerokość całkowita [cm]	133	153
Długość całkowita [cm]	208	208
Min. wysokość leża [cm]	37	37
Maks. wysokość leża [cm]	80	80
Kąt nachylenia zagłówka	70	70

Kąt nachylenia podnóżka	30	30
Maks. obciążenie [kg]	240	240

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 240 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia
części udowej

Model:

Model: Interval 120, Interval 140