



Norvap Luna Tec-3 - parowniki weterynaryjne

Opis produktu:

Parowniki weterynaryjne **Luna Tec-3** marki Norvap produkowane są z lekkiego, powlekanego aluminium, co zapewnia wysoką wydajność. Dzięki odejściu od tradycyjnego mosiądzu osiągnięto niższe koszty produkcji i mniejszą wagę produktu, zachowując wysoką jakość. Produkty marki Norvap posiadają 3-letnią gwarancję.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Norvap Luna Tec-3 - parowniki weterynaryjne

W celu zapewnienia najwyższej jakości każdy parownik został indywidualnie skalibrowany pod kątem danego środka znieczulającego, na podstawie czego powstały grawery na pokrętle stężenia. Blokada na pokrętle zapobiega przypadkowemu odkręceniu gazu. Parowniki zostały podzielone kolorami, każdy odpowiadający innym gazom anestetycznym. W parownikach został zastosowany jednoczęściowy zbiornik, aby zwiększyć wytrzymałość. Dzięki "wick system" zwiększona jest pojemność parownika.

Dane techniczne:

Kompaktowy system zwiększający pojemność leku:	tak
Ilość środka znieczulającego do pełnego wypełnienia parownika [ml]:	150
Waga [kg]:	4,5
Rozmiar [cm]:	18,5 x 14 x 13,5

Przeznaczenie:

sewofluran oraz izofluran

Informacje:

Opcje produktu: