

Medyczne rękawiczki lub skarpetki do elektrostymulacji

Opis produktu:

Specjalistyczne medyczne rękawice lub skarpety do elektrostymulacji.

Uwaga:

Specjalistyczne medyczne rękawice i skarpety do elektrostymulacji sprzedawane są osobno.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Medyczne specjalistyczne rękawiczki lub skarpetki do elektrostymulacji

Rękawiczki i skarpetki z elektrodami STIMEX stosowane w połączeniu z aparatem do elektroterapii Schwa-Medico są idealne do wykonywania zabiegów elektroterapii w domu. Zapewniają one stymulację całej dłoni i/lub stopy oraz kostki i pozwalają uniknąć uciążliwego mocowania elektrod samoprzylepnych.

Wskazania

- Zapalenie stawów, choroby stawów, reumatyzm
- Artroza
- Polineuropatia
- Ból kikuta
- Ból fantomowy
- Ból blizny
- Ból pooperacyjny
- Urazy sportowe

- Skręcenia i inne dolegliwości
- Przykurcz Dupuytrena
- Zespół cieśni nadgarstka

Zakres stosowania

- Ból w okolicy dłoni lub stóp
- Zmniejszenie obrzęku i opuchlizny (nie przy zakażeniu)
- Parestezja, np. spowodowana polineuropatią
- Utrzymanie mięśni

Rękawiczki do elektrostymulacji		
107014	Rozmiar S	1 para
107021	Rozmiar M	1 para
107022	Rozmiar L	1 para
Skarpetki do elektrostymulacji		
107023	Rozmiar M (rozmiar buta 37-40 cm)	1 para
107024	Rozmiar L (rozmiar buta 41-45 cm)	1 para
107067	Rozmiar XL (rozmiar buta powyżej 45 cm)	1 para

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Rękawice i skarpety do elektrostymulacji:
 107014 - Rękawiczki - Rozmiar S, 107021 - Rękawiczki - Rozmiar M, 107022 - Rękawiczki - Rozmiar L, 107023 - Skarpetki - Rozmiar M (rozmiar buta 37-40 cm), 107024 - Skarpetki - Rozmiar L (rozmiar buta 41-45 cm), 107067 - Skarpetki - Rozmiar XL (rozmiar buta powyżej 45 cm)