



EMP 2 PRO - Przenośny elektrostymulator

Opis produktu:

EMP 2 PRO to sprawdzony i przetestowany stymulator od firmy Schwa-Medico. Urządzenie od 2012 roku ma nową obudowę i pracuje ze zintegrowanym akumulatorem. Dzięki nowej konstrukcji i najnowszym technikom zabiegowym można leczyć ból i wykonywać stymulację mięśni.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

EMP 2 PRO - Przenośny elektrostymulator

EMP 2 PRO należy do najwyższego standardu przenośnych urządzeń do elektroterapii. Posiada tryb edycji, który umożliwia stworzenie 20 własnych programów. Elektrostymulator EMP 2 PRO oferuje następujące dodatkowe funkcje:

- TENS - niska częstotliwość.
- TENS - wysoka częstotliwość.
- TENS - burst.
- Modulacja TENS.
- Stymulacja mięśni.
- Programy sekwencyjne.
- Zintegrowany AKS (kontrola natężenia prądu na elektrodach zabezpieczająca przed poparzeniem).

EMP 2 PRO może być również podłączony do obwodu sieciowego. Gdy baterie są na wyczerpaniu, wystarczy podłączyć adapter do obwodu sieciowego i kontynuować leczenie.

Zawartość zestawu:

1. elektrostymulator EMP 2 PRO,
2. komplet elektrod samoprzylepnych STIMEX 50 x 50 mm,
3. ładowarka,
4. 2 kable typ 5.14,
5. etui,
6. instrukcja obsługi.

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
Waga: ok. 145 g
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 2
Ilość gotowych programów: nie dotyczy
Rodzaj stymulatora: przewodowe
Typy prądów: TENS
Typy prądów: TENS burst
Typy prądów: Modulacja TENS
Typy prądów: Stymulacja mięśni
Wymiary: 115 x 65 x 28 mm
Zasilanie: zintegrowany akumulator Ni-MH 4.8
Częstotliwość: 1 - 120 Hz
Natężenie prądu: 100 mA (ok. 1 kOhm)
Programy użytkownika: 20
Szerokość impulsu: 50-500 μ s

Model: