

StimaWELL 120 MTRS - Mata do dynamicznej i głębokiej stymulacji

Opis produktu:

Opatentowany system StimaWELL® 120MTRS został zaprojektowany do leczenia pleców zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w tej dziedzinie. System zawiera matę stymulacyjną z 12 zintegrowanymi kanałami, które działają sekwencyjnie (czyli jeden po drugim), dostarczając na plecy złożone fale. Ten rodzaj stymulacji otwiera nowe drogi terapeutyczne w leczeniu pleców.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

StimaWELL 120 MTRS - Mata do dynamicznej i głębokiej stymulacji

System StimaWELL® łączy elektrostymulację o średniej częstotliwości z terapią cieplną i w ten sposób oferuje wielowymiarową stymulację pleców. Dynamiczne fale głębokie umożliwiają intensywny trening mięśni, który jest odczuwany przez pacjenta jako komfortowy masaż.

Dzięki modulacji stymulacji można uzyskać różne efekty masażu: możliwy jest masaż typu tapping, masaż typu ugniatanie/głaskanie, jak również połączenie obu typów. Dodatkowo system StimaWELL® może być również stosowany w terapii przeciwbólowej.

StimaWELL® posiada możliwość podgrzewania maty stymulacyjnej do temperatury około 40°C. Efekt termiczny wzmacnia działanie dynamicznych fal głębokich i zapewnia wyjątkowe samopoczucie.

Mata stymulacyjna z wbudowanymi elektrodami jest prawdziwą innowacją oferującą szybko i bardzo komfortową stymulację. Odpada czasochłonne pozycjonowanie elektrod znane z wielokanałowych stymulatorów. Wstępnie ustawione programy obsługiwane są za pomocą dotykowego wyświetlacza. Każdy z nich może być szybko wybrany. Ponadto operator ma możliwość łatwego tworzenia własnych programów poprzez modułowy system montażu.

Prezentacja produktu

Informacje:

Model:

Wózek: nie, tak