

Elektrody waginalne Schwa-Medico

Opis produktu:



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody waginalne Schwa-Medico

Sondy dopochwowe i analne do UROstim 2, EMP2 PRO i EMP4 ECO+.

	Typ	Waginalna sonda V2B
	Długość	150 mm
	Średnica	25 mm
	Typ	Waginalna sonda VAT3
	Długość	100 mm
	Średnica	20 mm
	Typ	Analna sonda TL1R
	Długość	65 mm

	Średnica	12-16 mm
	Typ	Analna sonda 12C
	Długość	108 mm
	Średnica	12-19 mm

Informacje:

Przeznaczenie: elektroterapia

Rodzaj elektrody: sondy waginalne i analne

Model:

Model: Waginalna sonda V2B - 150 mm, Analna sonda TL1R - 65 mm, Analna sonda 12C - 108 mm, Waginalna sonda VAT3 - 100 mm