



PhalliMax 2 - elektrostymulator do leczenia zaburzeń erekcji

Opis produktu:

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

PhalliMax 2 - elektrostymulator do leczenia zaburzeń erekcji

W terapii PhalliMaxem 2 wykorzystuje się prąd elektryczny o niskiej częstotliwości, całkowicie nieszkodliwy, poprzez stymulację komórek mięśni gładkich ciała jamistego.

Przeprowadzono szereg bardzo zadowalających prób na pacjentach w leczeniu zaburzeń erekcji za pomocą elektrostymulacji.

Zaletą elektrostymulacji jest

- Mniej skutków ubocznych.
- Dyskretne zastosowanie w warunkach domowych.
- Możliwość zastosowania bez pomocy innej osoby.
- Niska cena.
- Dobre wyniki leczenia.

PhalliMax 2 posiada następujące dodatkowe funkcje:

- 3 programy - 1 analogowe pokrętko ułatwiające regulację.
- Zintegrowany AKS.
- Elektrody specjalnie do leczenia zaburzeń erekcji.

Dane techniczne

Szerokość impulsu	50 - 400 μ s
Częstotliwość	1 - 120 Hz

Zasilanie	akumulator 4,8 V NiMH
Wymiary	25 x 70 x 110 mm
Waga	150 g

Informacje:

Klasyfikacja: produkt medyczny
Przeznaczenie: uroinekologia / urologia
Ilość kanałów: 2
Ilość gotowych programów: 3
Inne właściwości: TENS
Rodzaj stymulatora: przewodowe

Opcje produktu:

Elektroda pętlowa Schwa-Medico: Nie, Tak