



Jednorazowa samoprzylepna elektroda powierzchniowa Ag/AgCl ze złączem SNAP

Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne marki Spes Medica mają specjalny kształt i rozmiar, który został opracowany, aby umożliwić doskonałą rejestrację również na mniejszych mięśniach. Innowacyjny żel stały Hydrogel został opracowany specjalnie do tego zastosowania i zapewnia elektrodzie stabilną przyczepność do skóry, dzięki czemu można kilkakrotnie reponować elektrody na ciele pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowa samoprzylepna elektroda powierzchniowa Ag/AgCl ze złączem snap

Cechy charakterystyczne

- Wysokiej jakości żel gwarantujący doskonałą przyczepność i reponowanie elektrod w różnym czasie.
- Hydrożel składający się z biokompatybilnych materiałów, które zostały przetestowane na najdelikatniejszych typach skóry.
- Rejestracja wysokiej jakości dzięki niskiej impedancji.
- Wskazane do badań długookresowych.
- Elektroda Ag/AgCl dostępna w różnych kształtach i rozmiarach.
- Złącze zatrzaskowe typu Snap.
- Pakowane po 24 szt.

Numer katalogowy	Rozmiar	Złącze	Opakowanie
CDES000024	□ 24 mm	Snap	24 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: brak
Rodzaje elektrod: samoprzylepne
Kategoria: Elektrody

Model: