

## Kabel EEG z krokodylkiem do elektrod mostkowych

### Opis produktu:

Kabel EEG do elektrod mostkowych o długość 120 cm wyposażony w złącze typu krokodylek oraz wtyk żeński TP 1,5 mm. Dostępny w dwóch opcjach: 1 szt. oraz 10 szt.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Kabel EEG z krokodylkiem do elektrod mostkowych

Kable zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zakłócenia podczas badania. Kabel wykonany jest ze srebra zapewniającego doskonałe przewodnictwo i wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Połączenie kabla ze złączem jest uformowane, aby uniknąć utleniania i zminimalizować ryzyko jego złamania.

| Nr katalogowy | Opis                                                                                                | Ilość              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BEC1226C1GS   | Kabel EEG do elektrod mostkowych, długość 120 cm - wtyk złoty, z bolcem 2 mm/ wtyk żeński TP 1,5 mm | opakowanie 10 szt. |

### Informacje:

### Model:

Kategoria: Kable i przejściówki

Typ elektrody: BEC1226C1GS - opakowanie 10 szt.