

Korki filcowe do elektrod barowych i stymulacyjnych

Opis produktu:

Zestaw wymiennych korków filcowych do elektrod barowych i bipolarnych elektrodach stymulujących.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Korki filcowe do elektrod barowych i stymulacyjnych

Korki namoczone w soli fizjologicznej doskonale przewodzą impulsy elektryczne zapewniając maksymalną jakość sygnału.

Numer katalogowy	Wymiary	Kształt	Opakowanie
FELT0310	3 mm x 8 mm	Walec	10 szt.
FELT0610	6 mm x 8 mm	Walec	10 szt.
FELT0610-100	6 mm x 8 mm	Walec	100 szt.
FELT0710	7 mm x 7 mm	Walec	10 szt.
FELT0710-100	7 mm x 7 mm	Walec	100 szt.
FELT2010	6 mm x 8 mm x 20 mm	Prostopadłościan	10 szt.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria neurologiczne

Model:

Model: FELT0310 - 3mm x 8mm - 10 szt.,
FELT0610 - 6mm x 7mm - 10 szt., FELT0610-100
- 6mm x 7mm - 100 szt., FELT0710 - 7mm x
7mm - 10 szt., FELT0710-100 - 7mm x 7mm -
100 szt., FELT2010 - 6mm x 8mm x 20mm - 10
szt.