

Adapter do czepków EEG i elektrod miseczkowych



Opis produktu:

Zestaw wymiennych korków filcowych do elektrod barowych i bipolarnych elektrodach stymulujących.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Adapter do czepków EEG i elektrod miseczkowych

Adapter jest kompatybilny ze wszystkimi elektrodami miseczkowymi z wtykiem TP 1,5 mm i pasuje do wszystkich głowic EEG wyposażonych w uniwersalne gniazdo SUB-D25.

Dzięki adapterowi, w łatwy i szybki sposób można podłączyć elektrody miseczkowe do głowicy, co pozwala na usprawnienie pracy oraz zwiększenie żywotności gniazd głowicy.

Numer katalogowy	Liczba gniazd	Złącze od strony elektrod	Złącze od strony głowicy	Opakowanie
CAPCAB20FTP25MS MI	20	gniazdo TP 1,5 mm	SUB-D-25	1 szt.
CAPCAB21FTP25MS MI	21	gniazdo TP 1,5 mm	SUB-D-25	1 szt.
CAPCAB23FTP25MS MI	23	gniazdo TP 1,5 mm	SUB-D-25	1 szt.
CAPCAB24FTP25MI	24	gniazdo TP 1,5 mm	SUB-D-25	1 szt.

Informacje:

Model:

Model: CAPCAB20FTP25MSMI - 20 gniazd TP,
CAPCAB21FTP25MSMI - 21 gniazd TP,
CAPCAB23FTP25MSMI - 23 gniazda TP,
CAPCAB24FTP25MI - 24 gniazda TP