



Jednorazowa samoprzylepna elektroda powierzchniowa Ag/AgCl 20x25 mm ze złączem SNAP

Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne marki Spes Medica mają specjalny kształt i rozmiar, który został opracowany, aby umożliwić doskonałą rejestrację również na mniejszych mięśniach.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowa samoprzylepna elektroda powierzchniowa Ag/AgCl 20x25 mm ze złączem SNAP

Elektrody samoprzylepne marki Spes Medica mają specjalny kształt i rozmiar, który został opracowany, aby umożliwić doskonałą rejestrację również na mniejszych mięśniach. Innowacyjny żel stały Hydrogel został opracowany specjalnie do tego zastosowania i zapewnia elektrodzie stabilną przyczepność do skóry, dzięki czemu można kilkakrotnie repositionować elektrody na ciele pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- Wysokiej jakości żel gwarantujący doskonałą przyczepność i repositionowanie elektrod w różnym czasie.
- Hydrożel składający się z biokompatybilnych materiałów, które zostały przetestowane na najdelikatniejszych typach skóry.
- Rejestracja wysokiej jakości dzięki niskiej impedancji.
- Wskazane do badań długookresowych.
- Elektroda Ag/AgCl z kablem ze złączem zatrzaskowym typu SNAP.
- Sprzedawane w pakietach po 20 szt.

Numer katalogowy	Wymiary	Złącze	Opakowanie
DENIS02025	20 mm x 25 mm	SNAP	20 x 24 szt. / 480 szt.
DENIS02025-H	20 mm x 25 mm	SNAP	10 x 24 szt. / 240 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: brak

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Kategoria: Elektrody powierzchniowe

Model:

Model: DENIS02025 - 20 x 24 szt. / 480 szt.,

DENIS02025-H - 10 x 24 szt. / 240 szt.