

Stół do ręcznego masażu leczniczego Nexus S2



Opis produktu:

Stół do masażu Nexus jest przeznaczony do prowadzenia zabiegów **ręcznego masażu leczniczego** mających na celu łagodzenie urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu stół znajduje również wielu klientów w dziedzinie **Medical SPA & Wellness**.

Kluczowe zalety stołu do masażu Nexus:

- **Autoryzacja dostępu** – zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień stołu.
- **Wielowarstwowa tapicerka** – wykonana z wytrzymałych, cieczoodpornych materiałów gwarantujących wieloletnie użytkowanie.
- **W zestawie wieszak na ręcznik papierowy.**
- **Estetyczny design** – nowoczesna stylistyka doskonale wpisująca się w gabinety rehabilitacyjne oraz SPA & Wellness.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do ręcznego masażu leczniczego Nexus S2

Stół do masażu Nexus został stworzony z myślą o masażystach i terapeutach manualnych, poszukujących stabilnego i wygodnego urządzenia do pracy. Każdy stół do masażu z linii Nexus jest wyposażony w zastrzeżoną wzorem użytkowym ramkę, umożliwiającą komfortową regulację góra/dół. Ramka jest umieszczona bezpośrednio pod leżyskiem, dzięki czemu kontrola wysokości jest wygodna w obsłudze.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii stół Nexus uzyskał niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju detale wykończeniowe. Każda z części składowych stołu wykonana jest z maksymalną precyzją, estetyką i co najważniejsze - niezawodnością. Poprzez nową technologię produkcji oraz najbardziej rygorystyczne normy powstał produkt stabilny, wytrzymały i bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej. Wymiary oraz parametry użytkowe stołu Nexus zostały opracowane przy współudziale inżynierów oraz specjalistów z dziedziny rehabilitacji, kosmetyki i masażu. Dzięki wypracowanym standardom uzyskaliśmy w pełni ergonomiczny kształt, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno kosmetologowi jak i pacjentowi.

Cechy charakterystyczne

- stół o solidnej, nożycowej konstrukcji,
- wytrzymały - maksymalne obciążenie stołu to aż 185 kg,
- wyposażony w autoryzację dostępu zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą ustawień stołu,
- estetyczny i nowoczesny design doskonale wpisujący się w stylistykę gabinetów do rehabilitacji, gabinetów SPA & Wellness,
- wielowarstwowa tapicerka wykonana jest z wytrzymałych, cieczoodpornych materiałów, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie stołu,
- dostępna szeroka gama kolorystyczna tapicerki,
- opcja podgrzewanego leżyska o dwustopniowej regulacji temperatury,

Wskazania

Stół do masażu Nexus umożliwia przyjęcie właściwej pozycji do masażu pacjentom dotkniętym schorzeniami takimi jak:

- zespół skrzyżowania górnego,
- zespół opóźnionego bólu mięśniowego,
- ból szyjnego odcinka kręgosłupa,
- przeciążenie zawodowe,
- zaburzenia napięcia mięśniowego,
- choroba dyskowa kręgosłupa,
- choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego,
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego,
- przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa,
- zespół bolesnego barku,
- mukowiscydoza,
- przewlekły ból pleców,
- przewlekły ból w dolnym odcinku kręgosłupa,
- ból w zmęczeniu mięśnia czworogłowego,
- napięciowy ból głowy.

Informacje:

Szerokość: 70 cm
Długość: 205 cm
Masa: 85 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
Linia: Nexus
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 – 105 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 185 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Nie

Model:

Kolor tapicerki: 02 - Niebieski - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard
Wieszak na ręcznik papierowy: tak
NEXUS OPCJE: Standard