



Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II Junior

Opis produktu:

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji **MoHiCan II Junior**, dedykowane **młodszym pacjentom**. Przeznaczone jest do pomocy w przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II Junior

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II umożliwia operatorowi transport oraz zmianę wysokości i pochylenia siedziska umożliwiając pacjentowi przyjęcie i długotrwałe pozostanie w ustalonej pozycji. Wyrób jest przeznaczony do użytku w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy i w innych placówkach opieki oraz użytku domowego. Transport pacjenta na mobilnym krześle do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II może odbywać się tylko na poziomych powierzchniach płaskich. W przypadku potrzeby transportu po płaskich powierzchniach pochyłonych/nachylonych, zalecana jest dodatkowa osoba do asekuracji pacjenta.

Wskazania do stosowania krzesła do higieny:

Krzesło do higieny MoHiCan II Junior nie posiada bezpośredniego działania klinicznego. MoHiCan II znajduje szerokie spektrum zastosowania w pomocy personelowi (asystentowi) w opiece nad pacjentami dotkniętymi schorzeniami takimi jak:

- udar mózgu,
- odleżyny,
- niepełnosprawność ruchowa,
- urazy czaszkowo-mózgowe,
- choroba Parkinsona,
- przewlekłe unieruchomienie,
- zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym,
- niepełnosprawność,
- paraliż.

MoHiCan II Junior doskonale sprawdzi się w:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Akcesoria dodatkowe:

Wymowany pojemnik do zabiegów higienicznotoaletowych

Pas stabilizacyjny do tułowia pomaga utrzymać pacjenta w odpowiedniej pozycji

Pas stabilizacyjny do nóg zapewnia dodatkową ochronę i stabilizację

Dane techniczne

Długość [mm]	935
Szerokość [mm]	656
Wysokość uchwyty [mm]	1060 - 1280
Wysokość podnoszenia [mm]	500 - 1030
Regulacja pochylenia [stopnie]	-5 / +26
Wysokość podnóżka od podłogi [mm]	112
Średnica skrętu urządzenia [mm]	1100
Średnica kółka [mm]	125
Pojemność akumulatora [Ah]	2,9
Czas ładowania	ok. 5 godzin

Maksymalne obciążenie [kg]	120
Masa wyrobu [kg]	50

Informacje:

Typ: Krzesło

Typ: Wózek

Typ: Mobilne

Obciążenie maksymalne [kg]: 120

Opcje produktu:

MoHiCan - wyjmowany pojemnik: -, Tak

MoHiCan - pas stabilizacyjny do tułowia: -, Tak

MoHiCan - pas stabilizacyjny do nóg : -, Tak