

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji - MoHiCan II Plus



Opis produktu:

Mobilne **krzesło do higieny** z regulacją pozycji **MoHiCan II Plus**, wytrzymałe do **250 kg obciążenia**. Przeznaczone jest do pomocy w przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II Plus

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II umożliwia operatorowi transport oraz zmianę wysokości i pochylenia siedziska umożliwiając pacjentowi przyjęcie i długotrwałe pozostanie w ustalonej pozycji. Wyrób jest przeznaczony do użytku w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy i w innych placówkach opieki oraz użytku domowego. Transport pacjenta na mobilnym krześle do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II może odbywać się tylko na poziomych powierzchniach płaskich. W przypadku potrzeby transportu po płaskich powierzchniach pochylonych/nachylonych, zalecana jest dodatkowa osoba do asekuracji pacjenta.

Wskazania

Wyrób MoHiCan II Plus nie posiada bezpośredniego działania klinicznego. MoHiCan II znajduje szerokie spektrum zastosowania w pomocy personelowi (asystentowi) w opiece nad pacjentami dotkniętymi schorzeniami takimi jak:

- udar mózgu,
- odleżyny,
- niepełnosprawność ruchowa,
- urazy czaszkowo-mózgowe,
- choroba Parkinsona,
- przewlekłe unieruchomienie,
- zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym,
- niepełnosprawność,
- paraliż.

MoHiCan II doskonale sprawdzi się w:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Akcesoria dodatkowe:

Wymowany pojemnik do zabiegów higienicznotoaletowych

Pas stabilizacyjny do tułowia pomaga utrzymać pacjenta w odpowiedniej pozycji

Pas stabilizacyjny do nóg zapewnia dodatkową ochronę i stabilizację

Szybka wymiana i pełna kontrola zasilania

Krzesło Mohican II zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej mobilności, dlatego system wymiany akumulatora jest intuicyjny i zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki mechanizmowi "kliknij i pracuj" oraz ergonomicznej obudowie z blokadą, obsługa zasilania przebiega sprawnie, nie wymagając użycia siły ani dodatkowych narzędzi.

Zintegrowany wskaźnik LED na module zasilającym pozwala na błyskawiczne sprawdzenie poziomu naładowania. Trzy wyraźne zielone kreski informują o pełnej gotowości urządzenia do pracy, co daje opiekunowi pewność podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych i pozwala na bieżąco monitorować zapas energii bez konieczności uruchamiania pilota.

Dane techniczne

Długość [mm]	940
Szerokość [mm]	770
Wysokość uchwyty [mm]	1060 - 1280
Wysokość podnoszenia [mm]	500 - 1050
Regulacja pochylenia [stopnie]	-5 / +26
Wysokość podnóżka od podłogi [mm]	112
Średnica skrętu urządzenia [mm]	1200
Średnica kółka [mm]	125
Pojemność akumulatora [Ah]	2,9
Czas ładowania	ok. 5 godzin
Maksymalne obciążenie [kg]	250
Masa wyrobu [kg]	70
Stopień ochrony (wodoszczelność)	IPX6*

*Informacje dotyczące wodoodporności (klasa IPX6)

Krzesełko MoHiCan II Plus posiada klasę wodoszczelności IPX6, co pozwala na bezpieczne użytkowanie go pod prysznicem pod następującymi warunkami:

- Ochrona części elektronicznych jest skuteczna przy krótkotrwałym polewaniu wodą (**maksymalnie do 3 minut**).
- Nie należy używać gorącej wody, gdyż może ona uszkodzić spoiny i uszczelnienia.
- **Kategorycznie zabrania się zanurzania krzesła** w wannie, basenie lub innym zbiorniku z wodą.

Dopuszczalny jest krótkotrwały prysznic w wodzie o umiarkowanej temperaturze.

Informacje:

Typ: Krzesło
 Typ: Wózek
 Typ: Mobilne
 Obciążenie maksymalne [kg]: 250

Model:

MoHiCan - wyjmowany pojemnik: -, Tak
 MoHiCan - pas stabilizacyjny do tułowia: -, Tak
 MoHiCan - pas stabilizacyjny do nóg : -, Tak