

Narzędzie do montażu podkładek i o-ringów do elektrod mostkowych



Opis produktu:

Stożek montażowy ułatwiający wymianę podkładek i o-ringów. Narzędzie przeznaczone jest do elektrod mostkowych o średnicy 14 mm.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Narzędzie do montażu podkładek i o-ringów do elektrod mostkowych

Stożek montażowy ułatwiający wymianę podkładek i o-ringów. Narzędzie przeznaczone jest do elektrod mostkowych o średnicy 14 mm.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria neurologiczne

Model: