

Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych



Opis produktu:

Zestaw naprawczy akcesoriów do elektrod mostkowych, składający się z:

- 100 wymiennych bawełnianych podkładek $\varnothing$ 28 mm
- 100 wymiennych o-ringów $\varnothing$ 8,5 mm
- 1 narzędzia do montażu podkładek i o-ringów

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych

Zestaw naprawczy akcesoriów do elektrod mostkowych, składający się z:

- 100 wymiennych bawełnianych podkładek $\varnothing$ 28 mm
- 100 wymiennych o-ringów $\varnothing$ 8,5 mm
- 1 narzędzia do montażu podkładek i o-ringów

Informacje:

Typ elektrody: Akcesoria do elektrod
Kabel: Brak
Materiał: inny
Kategoria: Pozostałe

Model: