



Detektor punktów akupunktury Pointoselect digital DT

Opis produktu:

Dokładny detektor punktów akupunktury jest niezbędny do lokalizacji patologicznie zmienionych punktów akupunktury na uchu i ciele. Pointoselect Digital DT łączy technologię cyfrową ze sprawdzonymi czujnikami Schwa-Medico i umożliwia elektryczną stymulację "PuTens". Częstotliwość, szerokość impulsu i intensywność może być ustawiona przez akupunkturzystę w dogodnym dla niego momencie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Detektor punktów akupunktury Pointoselect digital DT

Pointoselect digital DT oferuje możliwość przełączania pomiędzy punktami akupunktury ciała a punktami akupunktury ucha.

Pointoselect digital DT posiada 3 tryby pracy:

- pomiar automatyczny,
- pomiar ręczny,
- tryb edycji stymulacji.

Dane techniczne

Szerokość impulsu (stymulator)	60 - 120 μ s
Częstotliwość (stymulator)	2 - 128 Hz
Wyjście	~ 17 / 30 mA (bez / z sygnałem akustycznym)

Wyjście (stymulator)	~ 22 mA (bez oporu obciążenia)
Zasilanie	9 V - bateria złożona
Moc wyjściowa (stymulator)	200 V
Wymiary	59 x 114 x 29 mm
Waga	~ 230 g

Informacje:**Model:**