

Chłodziarka farmaceutyczna MSU 300



Opis produktu:

Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności 290 litrów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Chłodziarka farmaceutyczna MSU 300

Cechy produktu:

- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny rejestrator temperatury, umożliwiający rejestrację i zapis temperatury na komputerze
- Alarm akustyczny zbyt niskiej/wysokiej temperatury
- Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem wentylatorem
- Automatyczna funkcja odmrażania
- 4 regulowane półki druciane 490 x 360 [mm]
- Przesłona parownika, chroniąca leki przed uszkodzeniem
- W podstawie 2 kółka i dwie nóżki

Dane techniczne

Zakres temperatury	+2...+10°C
Pojemność	290 L
Ilość półek	4 druciane
Zasilanie	230V/50Hz
Nominalne zużycie energii	2 kWh/24h
Czynnik chłodniczy	R600a

Waga	79 kg
Gwarancja	24 miesiące

Informacje:

Kategoria: Chłodziarki farmaceutyczne

Model: