



Chłodziarka farmaceutyczna MSU 400

Opis produktu:

Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności 372 litrów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Chłodziarka farmaceutyczna MSU 400

Cechy produktu:

- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny rejestrator temperatury, umożliwiający rejestrację i zapis temperatury na komputerze
- Alarm akustyczny zbyt niskiej/wysokiej temperatury
- Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem wentylatorem
- Automatyczna funkcja odmrażania
- 5 regulowanych półek drucianych 490 x 360 [mm]
- Przesłona parownika, chroniąca leki przed uszkodzeniem
- W podstawie 2 kółka i dwie nóżki

Dane techniczne

Zakres temperatury	+2...+10°C
Pojemność	372 L
Ilość półek	5 druciane
Zasilanie	230V/50Hz
Nominalne zużycie energii	2.3 KWh/24h
Czynnik chłodniczy	R600a

Waga	85 kg
Gwarancja	24 miesiące

Informacje:

Model: