



Bipolarna elektroda stymulująca, rozstaw 28 mm

Opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulacyjna z elastycznym, lekkim kablem zapewniającym wygodne użytkowanie produktu. Elektroda wyposażona jest w korki filcowe oraz wymienne metalowe wkręcane bolce. Rozstaw punktów stymulacji wynosi 28 mm.

Elektroda zakończona jest kablem o długości 150 cm z dwoma wersjami wtyków do wyboru: 5 pinDIN lub TP 1,5mm.

Bipolarna elektroda stymulująca marki Spes Medica wykonana jest z najwyższej jakości materiałów zapewniających zapobiegających powstawaniu zewnętrznych artefaktów, zapewniając najwyższej jakości parametry odczytu zapisów sygnału oraz gwarantując optymalne wyniki badań.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulująca

Zestaw zawiera: 1 elektrodę, 10 korków filcowych (FELT0710), 2 stalowe kulki stymulacyjne i 1 rzepową taśmę mocującą.

Cechy charakterystyczne

- Każda elektroda ma dwa punkty stymulacji: korki filcowe lub zamiennie wkładki ze stali.
- 5- biegunowy kabel połączeniowy o długości 150cm zakończony wtykiem 5 pin DNI lub alternatywnie złączem TP 1,5mm.
- Dzięki ergonomicznemu uchwytowi można wygodnie utrzymać elektrodę w miejscu stymulacji, można do tego celu wykorzystać dołączonej do zestawu opaskę rzepową.
- Elastyczny, lekki kabel.
- Ergonomiczny i trwały uchwyt.

Dane techniczne:

Numer katalogowy	Rozstaw	Wtyk	Długość kabla
------------------	---------	------	---------------

STIM1571S	28 mm	5 pin DIN	150 cm
-----------	-------	-----------	--------

Informacje:

Użycie: wielorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: bipolarne stymulujące
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda - Opcje: STIM1571S - wtyk 5 pin DIN -
kabel 150 cm - rozstaw 28 mm