

Jednorazowa powierzchniowa żelowana elektroda uziemiająca Ag/AgCl 35 x 45mm



Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne Spes Medica o specjalnym kształcie i określonym rozmiarze, który został opracowany, aby umożliwić doskonałą rejestrację również na mniejszych mięśniach. Innowacyjny Hydrogel zapewnia stabilną przyczepność do skóry i może być wielokrotnie zmieniany bez ryzyka zabrudzenia skóry pacjenta.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowa powierzchniowa żelowana elektroda uziemiająca Ag/AgCl 35 x 45mm

Cechy produktu:

- rejestracja wysokiej jakości dzięki niskiej impedancji;
- dedykowany do testów długoterminowych;
- wykonana z biokompatybilnych miękkich materiałów, które zapewniają pacjentowi komfort podczas badania.

Specyfikacja

Materiały	elektroda	Ag/AgCl
	materiał będący w kontakcie ze skórą	Hydrożel
	przewód	Cu/Sn z osłoną z PVC
	złącze	CuZn/Ni z osłoną z PE

Numer katalogowy	Rozmiar	Złącze	Długość kabla	Opakowanie/ilość sztuk
DENIG15026	35x45 mm	TP Ø 1,5 mm	150 cm	20/80

DENIG15026-H	35x45 mm	TP Φ 1,5 mm	150 cm	10/40
--------------	----------	------------------	--------	-------

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: uziemiające
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda - Opcje: DENIG15026 - 35x45 mm -
złącze TP Φ 1,5 mm - kabel 150 cm - 80 sztuk