



Stół do pionizacji pacjenta Vertimo Classic

Opis produktu:

Stół do pionizacji pacjenta - Vertimo to seria stołów do pionizacji pacjenta z elektryczną regulacją kąta nachylenia. Stoły do pionizacji pacjenta Vertimo posiadają 2-warstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych.

Kluczowe cechy:

- **Stała wysokość 53 cm** zapewnia łatwe i bezpieczne przeniesienie pacjenta z wózka lub łóżka na stół.
- **Leżysko o wymiarach 190 x 69 cm.**
- **Mobilny system jezdny** z 4 kołami kierunkowymi z indywidualnym systemem blokowania.
- **Elektryczna regulacja kąta** pionizacji **0-87° (+3)** sterowana pilotem ręcznym z kluczem autoryzacji dostępu.
- **Maksymalny udźwig 200 kg** (150 kg dla funkcji pionizacji) przy masie własnej 75 kg.
- **Funkcjonalne relingi** do mocowania pasów zabezpieczających wraz z kompletnym zestawem pasów.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Stół do pionizacji pacjenta - Vertimo Classic

Vertimo Classic to bardzo stabilny, jednoczęściowy stół do pionizacji z elektryczną regulacją kąta wychylenia. Stała wysokość na poziomie 53 cm umożliwia łatwe przeniesienie pacjenta z wózka lub łóżka na stół.

Zaawansowany system mobilności

System jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania umożliwia łatwe przemieszczanie stołu między pomieszczeniami oraz stabilne pozycjonowanie podczas terapii.

Cechy charakterystyczne:

- 1-sekcyjny stół do pionizacji,
- elektryczna regulacja kąta nachylenia stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz do autoryzacji dostępu,
- mocny i wytrzymały siłownik elektryczny,
- funkcjonalne relingi do zamocowania pasów,
- dostępne opcje i akcesoria dodatkowe,
- zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji,
- 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo stalowa rama,
- system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania.

Stół do pionizacji pacjenta Vertimo Classic

Stół wyposażony jest w elektryczną regulację kąta nachylenia [0-87° (+3)] sterowaną pilotem ręcznym z kluczem autoryzacji dostępu, zapewniającym bezpieczne użytkowanie przez wykwalifikowany personel medyczny. Mocny i wytrzymały siłownik elektryczny gwarantuje płynną i precyzyjną regulację pozycji.

Vertimo Classic wspiera rehabilitację neurologiczną i kardiologiczną

- Terapia pacjentów po udarze mózgu i urazach rdzenia kręgowego,
- Wsparcie w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego,
- Rehabilitacja przy chorobie Parkinsona i Stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex),

- Zapobieganie atrofii mięśniowej u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Tapicerka w serii Vertimo - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Vertimo Classic do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

STÓ? DO PIONIZACJI PACJENTA

Vertimo Classic stosowany jest w:

Pionizacji pacjenta

Pionizacja to kluczowy etap rehabilitacji osób, które przez dłuższy czas były unieruchomione w

pozycji leżącej – na przykład po udarze, urazie rdzenia kręgowego czy poważnych operacjach. Proces ten polega na stopniowym przyzwyczajaniu organizmu do pozycji pionowej, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia pacjenta. Regularna pionizacja zapobiega powstawaniu odleżyn, zanikowi mięśni i kości, przykurczom stawów oraz poprawia krążenie i funkcjonowanie układu oddechowego

Poza korzyściami fizycznymi, pionizacja wpływa także na poprawę samopoczucia psychicznego i zwiększa samodzielność pacjenta. Umożliwia powrót do codziennych czynności, wzmacnia poczucie własnej wartości i ułatwia integrację społeczną

Stół do pionizacji pacjenta Vertimo Classic to nowoczesne rozwiązanie dedykowane placówkom medycznym i rehabilitacyjnym, które chcą zapewnić pacjentom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podczas pionizacji. Model ten wyposażony jest w elektryczną regulację kąta nachylenia, stałą wysokość ułatwiającą transfer z łóżka lub wózka, solidną konstrukcję oraz zestaw pasów stabilizujących

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 190 cm
Masa: 75 kg
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 87°
Linia: Vertimo
Liczba sekcji: 1
Typ stołu: O stałej wysokości
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg (150 kg pionizacja)
Funkcja pionizacji: Tak
Podgrzewane leże: Nie
PAS: Tak
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Nie

Model:

Podpora ręki lewej lub prawej (1 szt.): nie, tak
Vertimo STOLIK: tak, nie
Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange